

Dr. med. Hans Joachim Kieferle

Facharzt für Allgemeinmedizin

Diabetologe DDG

Diabetologische Schwerpunktpraxis

Reichenbachweg 14

71729 Erdmannhausen

Tel.: 07144-36765

Fax.: 07144-36764


Email: praxis-reichenbachweg-14@web.de

Anleitung für das Versenden von Blutzuckerdaten der Geräte Freestyle Libre 2 und 3

Über die Software Libre View (www.libreview.com) erhalten Sie die Möglichkeit, ihre Gerätedaten in die Cloud hochzuladen und die Daten ebenfalls wieder herunterzuladen.

Bitte geben Sie zunächst ihr Passwort ein oder legen Sie einen Benutzer an.


Gehen Sie dazu auf die Option Upload und verbinden Sie Ihr Messgerät mittels USB-Kabel mit dem Computer. Wenn Sie ein Mobilphone verwenden, sind die Daten immer automatisch in der Cloud und sie müssen diesen Schritt nicht vornehmen.



Rechts oben finden Sie die Funktion Export der Daten als CSV Datei.



Bitte klicken Sie nun auf dieses Symbol. Eventuell müssen Sie auswählen „Als CSV Datei“. Nun speichert ihr Computer ihre Blutzuckerwerte in dem Ordner Downloads auf Ihrem Computer. In ihrem Internetprogramm ist normalerweise rechts oben eine Zeile, auf der sie sehen, wie weit das Herunterladen der Dateien schon fertig ist.



Wenn sie auf dieses Symbol klicken sehen Sie die letzten heruntergeladenen Dateien. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die oberste Datei und wählen Sie an „im Ordner anzeigen“. Nun ist der Ordner geöffnet. Wiederum mit der rechten Maustaste auf diese Datei klicken öffnet sich die Option „als E-Mail versenden“. Wenn Sie diese anwählen sollte sich automatisch ein E-Mail Programm öffnen. Senden Sie die Datei bitte an praxis-reichenbachweg-14@web.de. Falls dieses auf Ihrem PC nicht eingerichtet ist, bitte mit ihrem E-Mail Programm dieselbe Datei als Anhang (zumeist aus dem Download-Ordner heraus) an die Praxis senden.

Weiter Informationen, auch zur Kompatibilität, erhalten Sie beim Kundenservice unter der Nummer 0800 5199 5191 oder unter www.freestylelibre.de

Dr. med. Hans Joachim Kieferle

Facharzt für Allgemeinmedizin

Diabetologe DDG

Diabetologische Schwerpunktpraxis

Reichenbachweg 14

71729 Erdmannhausen

Tel.: 07144-36765

Fax.: 07144-36764

Email: praxis-reichenbachweg-14@web.de


Anleitung für das Versenden von Blutzuckerdaten der Geräte Dexcom G6 und Dexcom G7

Über die Software Dexcom Clarity (www.clarity.dexcom.eu) erhalten Sie die Möglichkeit, ihre Gerätedaten in die Cloud hochzuladen und die Daten ebenfalls wieder herunterzuladen.


Bitte geben Sie zunächst ihr Passwort ein oder legen Sie einen Benutzer an.

Gehen Sie dazu auf die Option Upload und verbinden Sie Ihr Messgerät mittels USB-Kabel mit dem Computer. Wenn Sie ein Mobilphone verwenden, sind die Daten immer automatisch in der Cloud und sie müssen diesen Schritt nicht vornehmen.

Im Menü rechts oben finden Sie vier Symbole. Das Symbol ganz rechts bedeutet Export der Daten als CSV Datei.



Bitte klicken Sie nun auf dieses Symbol. Eventuell müssen Sie auswählen „Als CSV Datei“. Nun speichert ihr Computer ihre Blutzuckerwerte in dem Ordner Downloads auf Ihrem Computer. In ihrem Internetprogramm ist normalerweise rechts oben eine Zeile, auf der sie sehen, wie weit das Herunterladen der Dateien schon fertig ist.



Wenn sie auf dieses Symbol klicken sehen Sie die letzten heruntergeladenen Dateien. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie an „im Ordner anzeigen“. Nun ist der Ordner geöffnet. Wiederum mit der rechten Maustaste auf diese Datei klicken öffnet sich die Option „als E-Mail versenden“. Wenn Sie diese anwählen sollte sich automatisch ein E-Mail Programm öffnen. Senden Sie die Datei bitte an praxis-reichenbachweg-14@web.de. Falls dieses auf Ihrem PC nicht eingerichtet ist, bitte mit ihrem E-Mail Programm dieselbe Datei als Anhang (zumeist aus dem Download-Ordner heraus) an die Praxis senden.

Weitere Informationen, auch zur Kompatibilität, erhalten Sie unter der Nummer 0800 724 6447 oder unter www.dexcom.com